

## 1541294 - HEINE transformateur mural en 200 avec 2 poignées - 3,5v - 1 pc



### Déscription

Le transformateur mural Heine EN200 est un centre de diagnostic fourni avec deux poignées prêtes à l'emploi. Aucune recharge manuelle est nécessaire. L'appareil se met en marche ou s'arrête automatiquement lors du retrait ou du retour de la poignée. La station murale peut être équipée d'otoscopes, d'ophtalmoscopes et de sphygmomanomètres.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINX-095.12.250
<b>sku</b>	1541294
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce