

1541379 - Schiller Vélo ergomètre 910 plus G2



Déscription

Le vélo ergomètre ERG 910S Economy Plus est un vélo de haute qualité, économique et facile à utiliser. Cet ergomètre offre des caractéristiques vraiment avancées telles qu'un grand écran LCD, un entraînement sans entretien et une intégration parfaite avec les tests de stress Schiller.

L'ERG 910 S Plus offre un contrôle manuel de la charge par paliers de 5 ou 25 watts avec une plage de révolutions comprise entre 30 et 130 rotations par minute. Les tests de l'ergomètre peuvent être configurés pour durer de 1 à 99 minutes, et 5 programmes d'ergométrie librement programmables permettent aux cliniciens d'adapter l'exercice aux capacités du patient et aux exigences du diagnostic. L'ERG 910 S Plus offre une plage de charge comprise entre 20 et 400 watts.

L'ergomètre manuel est presque silencieux grâce à ses freins commandés par ordinateur avec mesure permanente du couple. L'ERG9 10 S Plus contrôle automatiquement le couple en fonction du poids, ce qui augmente la précision à long terme. Les ergomètres Schiller utilisent des entraînements sans entretien avec des courroies trapézoïdales au lieu de chaînes, et comprennent un port RS-232 pour la connectivité.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1541379
Etat des documents	Expiré
Type d'emballage	Pièce