

1559485 - Schiller medilog®AR - cable 5 brins - logiciel AF



Déscription

Détection très rapide de la fibrillation auriculaire/du flutter auriculaire grâce à une véritable analyse de l'onde P, manipulation simple, rapide et hygiénique, concept flexible à double batterie pour plus de 14 jours d'enregistrement. Il s'agit du medilog®AR Holter de SCHILLER.

Le Holter medilog®AR, avec 5 brins de SCHILLER est robuste, résistant aux chocs et aux éclaboussures et facile à nettoyer. Grâce au concept de double batterie, les patients peuvent être dépistés pendant plus de 14 jours sans avoir à se rendre chez le médecin pour changer de batterie. La détection zéro seconde de la fibrillation auriculaire/flutter auriculaire basée sur une véritable analyse de l'onde P est l'un des points forts techniques de cette solution Holter.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1559485
Réglementation Européenne	2014/53/EU
Type d'emballage	Pièce