

1603863 - Proximate® linear cutter reload - 55 mm - blanc - 12 pcs



Déscription

- Épaisseur du tissu: vasculaire/fin
- Forme en B
- Hauteur des agrafes ouvertes: 2,6 mm
- Hauteur des agrafes fermées: 1,0 mm
- Diamètre du fil: 0,20 mm

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Ethicon |
| sku | 1603863 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe III |
| Type d'emballage | Boîte |