

## 1009254 - Lames de bistouri nr 20 - Non-stériles - 1 x 100 pcs



### Déscription

La lame bistouri n° 20 est une grande version de la lame n° 10 avec un tranchant incurvé et un bord de fuite plat non affûté. Et convient aux poignées n° 4, 4L, grade 4 et 6B.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Swann Morton
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1009254
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Numéro du bistouri</b>	20
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte