

1009254 - Lames de bistouri nr 20 - Non-stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

La lame bistouri n° 20 est une grande version de la lame n° 10 avec un tranchant incurvé et un bord de fuite plat non affûté. Et convient aux poignées n° 4, 4L, grade 4 et 6B.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Stérile	Oui
Composition	Acier inoxydable
sku	1009254
Normes	ISO 13485:2016
Numéro du bistouri	20
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte