

## 1009254 - Lames de bistouri nr 20 - Non-stériles - 1 x 100 pcs



### Déscription

La lame bistouri n° 20 est une grande version de la lame n° 10 avec un tranchant incurvé et un bord de fuite plat non affûté. Et convient aux poignées n° 4, 4L, grade 4 et 6B.

### Spécifications

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Swann Morton                   |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                            |
| <b>Composition</b>               | Acier inoxydable               |
| <b>sku</b>                       | 1009254                        |
| <b>Normes</b>                    | ISO 13485:2016                 |
| <b>Numéro du bistouri</b>        | 20                             |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                          |