

1541305 - 3M™ Littmann® Classic III + Cadiology IV™ Set pièce de rechange - noir - 1 set



Déscription

Le kit de pièces de rechange des Stéthoscopes 3M™ Littmann® Classic III™ Cardiology IV™, CORE Digital contient une membrane double fréquence en une seule pièce des deux côtés du pavillon (adulte et pédiatrique). Le kit contient également une paire d'embouts auriculaires (petits) souples, noir.

Spécifications

Marque	3M™
Produits similaires	Non
sku	1541305
Couleur	Noir
Type d'emballage	Set