

## 1541305 - 3M™ Littmann® Classic III + Cadiology IV™ Set pièce de rechange - noir - 1 set



### Déscription

Le kit de pièces de rechange des Stéthoscopes 3M™ Littmann® Classic III™ Cardiology IV™, CORE Digital contient une membrane double fréquence en une seule pièce des deux côtés du pavillon (adulte et pédiatrique). Le kit contient également une paire d'embouts auriculaires (petits) souples, noir.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>sku</b>	1541305
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Type d'emballage</b>	Set