



ARSEUS MEDICAL
Part of Arseus Medical Group

1351287 - Table d'examen Praxis 3 Elite - hauteur variable hydraulique - roues - revêtement Fresh - Atomium - 1 pc



Déscription

Le Praxis 3 Elite est le successeur de la série Praxis 3, qui a connu un grand succès. Cette ligne se caractérise par son énorme portée de 48-98cm et a une capacité de levage standard de 225kg. Grâce aux pieds arrondis et aux profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Grâce au ressort à gaz spécial sous la section tête/jambes, le rabat se relève automatiquement lorsque la table est abaissée à sa position la plus basse. Cela se produit lorsque le volet court est tourné vers le bas. Cela permet de diviser la surface de manière optimale tout en garantissant une position basse de 48 cm.

Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 196 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	225 kg
Temps de réglage de la hauteur	40 s
Hauteur	48-98 cm
sku	1351287
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Couleur	Atomium
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Hydraulique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce