

1603939 - Proximate® vasculaire lineaire stapler reload - 12 pcs



Déscription

- Forme en B
- Avancement de la broche de retenue automatique
- Épaisseur du tissu: vasculaire
- Hauteur des agrafes ouvertes: 2,4 mm
- Hauteur des agrafes fermées: 1,0 mm
- Diamètre du fil: 0,20 mm

Spécifications

Marque	Ethicon
sku	1603939
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte