

1552777 - Taburet à roulettes - gris - réglable en hauteur 59-85 cm - 1 pc



Déscription

La chaise à roulettes Enraf-Nonius est parfaite pour les physiothérapeutes qui recherchent la mobilité et la flexibilité. La hauteur est réglable de 59 cm à 85 cm. Outre les roulettes, ce modèle est également équipé de 5 pieds. Vous pouvez ainsi choisir de rendre le tabouret mobile ou non.

Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image est sans contact et peut varier par rapport à la réalité.

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Roues	Oui
Nombre de roues	5
Couleur	Gris
Type d'emballage	Pièce