

1543937 - Renol coussin support bras - h 15 cm x l 20 cm x l 35 cm - 1 pc



Déscription

Ce Arm Support assure un positionnement stable du bras pendant l'allaitement ou le sommeil. Les microbilles de polystyrène offrent un soutien ferme mais doux. Elles évitent le raidissement et l'irritation dus à l'immobilité.



Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 20 cm, H 15 cm, L 35 cm
SKU leverancier	RCM16000
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
sku	1543937
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce