

**1543937 - Renol coussin support bras - h 15 cm x l 20 cm x l 35 cm  
- 1 pc**



## Déscription

Ce Arm Support assure un positionnement stable du bras pendant l'allaitement ou le sommeil. Les microbilles de polystyrène offrent un soutien ferme mais doux. Elles évitent le raidissement et l'irritation dus à l'immobilité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>Dimensions du produit</b>	L 20 cm, H 15 cm, L 35 cm
<b>SKU leverancier</b>	RCM16000
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	PU
<b>sku</b>	1543937
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	n/a
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	PU
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce