

## 1526659 - Manchette Microlife - L - 32 - 42 cm - pour WatchBP Home et WatchBP Home AFIB - 1 pc

### Déscription

Le brassard souple de Microlife est disponible en plusieurs tailles pour offrir un ajustement parfait et garantir la plus grande précision lors des mesures de la tension artérielle. Pour assurer une hygiène optimale, le brassard est lavable. Ce brassard Microlife est compatible avec les modèles Microlife Home et WatchBP Home AFIB.

Le brassard est sans latex et convient aux patients allergiques.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Microlife
<b>sku</b>	1526659
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Taille du brassard</b>	L
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>type de brassard</b>	Crochet velcro