

1543394 - Jeu d'électrodes 50x100 mm - EM41-80 - 4 pcs



Déscription

Il s'agit d'un jeu d'électrodes de 4 pièces, prévu pour un appareil de stimulation musculaire électronique numérique. Les électrodes sont de 50 x 100 mm, autocollantes et réutilisables. Utilisable avec les modèles EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Beurer |
| sku | 1543394 |
| Couleur | Gris |
| EKG catégorie | Electrodes & accessoires ECG |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |