

1622361 - Conteneur pour aiguilles Sharpsafe 7 L - avec Dual Protect Pro - 1 pc



Déscription

Le **Sharpsafe® 5e génération conteneur pour aiguilles (7L)** est un conteneur de taille moyenne en polypropylène durable, conçu pour l'**élimination sécurisée des instruments médicaux tranchants** tels que les aiguilles, lancettes et scalpels.

- **Dimensions** : 205×170×342 mm
- **Couleur** : gris avec couvercle jaune
- **Étiquette** : bilingue (FR/NL)
- **Technologie Dual Protect Pro™** prévient les accidents de coupure et de piqûre
- **Conception écologique** avec une faible empreinte environnementale
- **Non stérile et à usage unique**

Idéal pour les établissements de soins, les cabinets médicaux et les soins à domicile. Optez pour la sécurité et une gestion des déchets respectueuse de l'environnement.

Spécifications

Marque	Sharpsafe
Dimensions du produit	L 17 cm, H 34.2 cm, L 20.5 cm
Composition	PP (polypropyleen)
sku	1622361
Normes	ISO 23907-1:2019
Produits similaires	Oui
Contenu	7 l
Type d'emballage	Pièce