


1551143 - UB86 chauffe-matelas - 150 x 160 cm - 1 pc



Déscription

Avec 2 contrôleurs et une taille extra large, la sous-couverture permet à une deuxième personne de profiter également de la chaleur. 2 personnes peuvent utiliser la sous-couverture et sélectionner les réglages qui leur conviennent. Avec 2 contrôleurs LCD pour les zones de chaleur réglables individuellement (corps et pieds), 9 réglages de température et une commande ECO : indicateur de consommation d'énergie en kWh. Avec un système de sécurité Beurer (BSS), un arrêt automatique sélectionnable à des intervalles de 1h et un retour automatique du niveau 7/8/9 au niveau 6 après 3h. Le matériau est un matériau polaire doux qui est lavable en machine jusqu'à 30°.

Spécifications

Marque	Beurer
SKU leverancier	31912
Lavable en machine	Oui
Housse lavable en machine	Oui
sku	1551143
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce