


1546270 - Linido appui rabattable 80 cm - inox - blanc - 1 pc



Déscription

Poignée de toilette pliable, diamètre du tube 28,6 mm, en métal avec revêtement époxy blanc. Charge statique verticale jusqu'à 150 kg, charge statique latérale jusqu'à 100 kg. La plaque de fixation murale est en plastique blanc renforcé de fibre de verre. En position verticale, le support se verrouille automatiquement, de sorte qu'il ne peut pas tomber lorsqu'il est utilisé comme support dans cette position.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2603.3804-02
sku	1546270
Catégorie appuis pour toilette	Appuis pour toilette rabattables
Charge horizontale maximale	150 kg
Charge latérale maximale	100 kg
Couleur	Inox/blanc
Longueur appui toilette	800 mm
Matériel	Inox époxy
Type d'emballage	Pièce