

1544043 - Gilet de maintien - taille M - avec boucle de fermeture pour fauteuil roulant - 1 pc



Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFC70115
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544043
Couleur housse	Bleu
Lavable	95 °C
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	Coton
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce