

## 1559136 - IPL 8500 appareil d'épilation laser IPL 2-en-1 - 1 pc



### Déscription

Une peau lisse et souple à la maison - l'attrait de nos appareils IPL pour l'épilation longue durée) réside dans leur fonctionnement simple et sûr pour un usage domestique. Profitez de notre technologie professionnelle innovante, qui n'est pas seulement fiable et sûre. Il émet jusqu'à 300 000 impulsions lumineuses et utilise une technologie lumineuse utilisée par les dermatologues pour l'épilation professionnelle. L'appareil désactive les follicules pileux en profondeur sous la peau pour empêcher la croissance des cheveux, visible 50% de croissance des cheveux en moins après 3-4 traitements. Offre une sécurité optimale grâce au capteur de type de peau et de contact 2 en 1, dispose d'un filtre UV intégré. Convient à tout le corps, y compris les jambes, les bras, les aisselles, le maillot, le dos, la poitrine et l'abdomen. Il faut environ 21 minutes pour traiter tout le corps. Avec un mode flash automatique intégré pour une application rapide et facile. Ne convient pas aux peaux foncées et aux cheveux particulièrement clairs ou blancs. La batterie a besoin d'environ 2 heures pour se recharger, est livrée avec un sac de rangement.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 17.5 cm, H 6.5 cm, L 20 cm
<b>SKU leverancier</b>	57513
<b>Taxe Bemat</b>	0.06 EUR
<b>sku</b>	1559136
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce