

1351647 - Pousse-seringue standard - type TE-SS730 - Français



Déscription

Le système de perfusion avancé Terufusion de Terumo offre des pousse-seringues de précision pour une utilisation sûre sans charge supplémentaire pour le prestataire de soins. Ils combinent des technologies de pointe avec une facilité d'utilisation pour de meilleurs résultats pour les patients. Les pompes Terufusion™ (Smart) utilisent des technologies avancées pour une gestion facile et sûre des médicaments, offrent des capacités de perfusion améliorées et permettent une intégration dans le réseau hospitalier.

Les prestataires de soins de santé ont besoin de voir les informations importantes de manière efficace, précise et rapide. Les informations tout-en-un sur un grand écran couleur aident les prestataires de soins de santé à recevoir toutes les informations importantes de manière correcte et efficace. Les prestataires de soins de santé travaillent quotidiennement avec de nombreux types de médicaments et de dosages différents, ce qui peut entraîner des erreurs. L'utilisation de la bibliothèque de médicaments Terufusion peut contribuer à réduire ce risque. Les types de médicaments peuvent être définis à l'aide des marques de couleur affichées à l'écran.

Les soignants doivent pouvoir voir d'un coup d'œil quelle alarme ou quel avertissement a été déclenché. Grâce aux couleurs et aux illustrations réalistes, la pompe Terufusion™ distingue instantanément les alarmes de haute (rouge) et de basse (jaune) priorité. Les alarmes rouges exigent une intervention immédiate, tandis que les indications jaunes informent de la nécessité de préparer une action dans un avenir (proche).

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Marque | terumo_infusion |
| sku | 1351647 |
| Réglementation Européenne | 2014/53/EU |
| Type d'emballage | Pièce |