

1551200 - Detectaplast® universal - 3,8 x 7,2 cm - 1 x 50 pcs



Déscription

Les pansements **Detectaplast Universal** sont hydrofuges et résistants à la saleté, fabriqués en polyéthylène (PE) résistant.

Spécifications

Marque	Detectaplast
Composition	Polyéthylène
Sans latex	Oui
	Non
sku	1551200
Stérile	Non
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	3,8 x 7,2 cm
Type d'emballage	Boîte