

1541473 - Mesorb® compresses absorbantes - 23 x 25 cm - stériles - 1 x 50 pcs



Déscription

Mesorb® est un pansement souple et très absorbant qui peut retenir de grandes quantités de liquide de plaie. La couche dorsale hydrofuge empêche la contamination externe de la plaie et protège les vêtements et la literie des suintements d'exsudat. Comme la couche arrière s'étend sur les côtés, les fuites sur les côtés sont également évitées.

Avantages

- Hautement absorbant pour traiter de grands volumes d'exsudat
- Une barrière hydrophobe empêche les fuites et la contamination externe.
- Donne une sensation de douceur
- Respirant

Spécifications

Marque	Mölnlycke
sku	1541473
Stérile	Oui
Quantité par emballage	1 x 50 pcs
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	23 x 25 cm
Type d'emballage	Boîte