

1559948 - Couvertres 139 pour cassettes à médicaments 131 - 1 x 40 pcs



Déscription

La fabrication des couvercles coulissants est un secret bien gardé. Les couvercles ferment le MediDispenser si fermement qu'aucune humidité ne peut y pénétrer. Ce couvercle coulissant s'adapte au distributeur journalier de taille petit art. 131/139.

Spécifications

Marque	Wiegand
Dimensions du produit	L 4.4 cm, L 18 cm
A utiliser avec:	Cassette 131
Composition	PET: Le polyéthylène téréphtalate est un plastique polyester (adapté à l'alimentation). Le PET est résistant aux UV-B, UV-C-FUV, UV-C-VUF, EUV et XUV
Sans latex	Oui
sku	1559948
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Paquet