

1544040 - Sangle abdominale et pelvienne sécurisée pour chaise - S/M - 60-110 cm - 1 pc



Déscription

La ceinture pelvienne intégrée évite au patient de glisser vers le bas et assure de ce fait une sécurité supplémentaire : Evite de se coincer dans la sangle et de s'asphyxier en tentant de s'en dégager. Elle peut s'utiliser avec les rallonges RFB10200 et RFB10300. Option nécessaire: 2 serrures+ 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFC57115
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544040
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	S/M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	En chaise roulante