

1103874 - Stiefel poinçons de peau - 4 mm - stérile - 1 x 10 pcs



Déscription

Les poinçons de peau Stiefel sont utilisées pour des ponctions cutanées précises et sont disponibles en différentes tailles. Les poinçons de peau sont emballées individuellement de manière stérile et sont adaptées à un usage unique. Le manche a une prise ferme et la lame est en acier inoxydable.

Spécifications

Marque	Cemex_Trescon
Stérile	Oui
sku	1103874
Lavable/Disposable	Jetable
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Qualité instruments	n/a
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	4 mm
Type d'emballage	Boîte