

## 1023254 - Thermomètre auriculaire infrarouge - 1 seconde de mesure - IR 210 - 1 pc



### Déscription

Le **Microlife IR 210** est un thermomètre auriculaire infrarouge conçu pour mesurer la température corporelle, ainsi que celle d'un objet en seulement 1 seconde. Le système de guidage ACCUsens vous aide à trouver la bonne position dans l'oreille tandis que les protecteurs de sondes hygiéniques et sans BPA assurent une mesure sûre.

### Avantages

- Sonde lumineuse et technologie "Clean me
- La lumière LED bleue de la sonde permet de trouver facilement la bonne position de l'oreille dans l'obscurité
- Technologie Silent Glow™
- Une lumière rouge apparaît lorsque la température dépasse 37,4°C.
- 3 en 1
- Mesures des températures du corps, des objets et de l'environnement en seulement 1 seconde.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Microlife
<b>Digital</b>	Oui
<b>Infrarouge</b>	Oui
<b>Alarme fièvre</b>	Oui
<b>Non contact</b>	Oui
<b>Embout souple</b>	Non
<b>Taxe Bemat</b>	0.06 EUR
<b>Indicateur de piles faibles</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1023254
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Thermomètre auriculaire
<b>Vitesse de mesure</b>	1 sec