

## 1004562 - Tampons de gaz - non-stérils - 3 x 3,5 cm - 1 x 1000 pcs



### Déscription

Tampons de gaz non-stériles Texa® sont Adaptés au nettoyage et à la désinfection de la peau, tous les tampons de gaz sont exempts d'élastique afin que les tampons n'affectent pas les allergies lors de l'utilisation.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Stérile</b>	Non
<b>Composition</b>	100% coton, 17-fils
<b>sku</b>	1004562
<b>Code CNK</b>	2163-822
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	3 x 3,5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Sac