

1601377 - Keiser Kit Infinity



Déscription

Kit avec accessoires pour les traîneurs Infinity de Keiser qui contient:

- ceinture
- ceinture pour cheville
- ceinture pour le dos
- cable handler
- 1 corde a triceps
- 1 ceinture
- barre

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 234 cm
Verpakking afmetingen	L 23 cm, H 8 cm, L 96 cm
SKU leverancier	300824
sku	1601377
Couleur	Noir
Type d'emballage	Set