

1104822 - 3M™ Steri-Strip™ - 12 x 50 mm - 50 x 6 pcs



Déscription

3M™ Steri-Strips™ sont des bandes renforcées en matériau microporeux avec un adhésif hypoallergénique. Pour une fermeture rapide et efficace des plaies pouvant être utilisée dans les soins intensifs, les urgences, les soins intensifs, l'obstétrique, l'orthopédie, la pédiatrie, les urgences et les soins des plaies.

Spécifications

Marque	Solventum
Composition	Colle: polyacrylate
sku	1104822
Stérile	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	12 x 50 mm
Type d'emballage	Boîte