

1601022 - Mindfield eSense Pulse Biofeedback-sensor



Déscription

Le Mindfield eSense Pulse est un petit capteur permettant de mesurer la variabilité de votre rythme cardiaque avec votre smartphone ou tablette (Android ou Apple iOS).

Le rythme cardiaque est lié à la tension et à la relaxation et constitue un indicateur potentiel de stress. Avec l'eSense Pulse, vous pouvez mesurer et réduire efficacement votre niveau de stress grâce à un entraînement par biofeedback.

L'eSense Pulse mesure la variabilité de la fréquence cardiaque et, en option avec le capteur eSense Respiration, le rythme respiratoire. L'application de l'eSense est entièrement gratuite et permet également d'exporter les données de mesure collectées sous forme de fichier CSV et de rapport PDF (par exemple via e-mail, Dropbox ou Google Drive).

Beaucoup de nos clients sont intéressés par la combinaison de l'eSense Pulse avec le logiciel Kubios HRV Premium. Cette combinaison convient aussi bien à la recherche scientifique qu'à l'utilisation professionnelle en tant qu'entraîneur de biofeedback.

Spécifications

sku 1601022

Type d'emballage Pièce