

1544114 - Renol sangle thoracique pour le lit - 1 pc



Déscription

Utilisez cette ceinture pour éviter au patient de sortir vers le haut et de lever le buste. Option nécessaire: 5 serrures+ 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFY21610
Options nécessaires	3 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544114
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation thoracique
Usage de la fixation	Au lit/brancard