

**1610066 - PERMA-HAND™ Silk fil de suture 4/0 - 16 mm - 75 cm -
FW501 - 36 pcs**



Déscription

PERMA-HAND™ SILK Suture est une suture chirurgicale stérile et non résorbable, composée d'une protéine organique appelée fibroïne.

Avantages

- Multifilament
- Naturel

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	FW501
Composition	Fibroïne
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	75 cm
sku	1610066
Couleur	Noir
Epaisseur du fil	4/0
Longueur aiguille	16 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte