

1576946 - Chariot pour linge avec porte-vêtements - 1220 x 455 x 1750 mm - 1 pc



Déscription

Différents accessoires peuvent être combinés pour configurer ce Mosys Combiné selon les besoins. Dans ces variantes, la tringle porte-cintres peut-être fixe ou télescopique. Roues pivotantes super coulissantes, équipées de 2 freins.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 122 cm, H 175 cm
Composition	Acier chromé
Profondeur du produit	45.5 cm
sku	1576946
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce