

1543922 - Renol coussin latéral - 175 cm - 1 pc



Déscription

Ce coussin permet de mobiliser confortablement le patient au niveau des épaules, genoux lors d'un positionnement en décubitus latéral. Nettoyage en surface.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 175 cm
SKU leverancier	RCM10000
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
sku	1543922
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	Polystyrène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce