

1539044 - WelchAllyn thermoscan pro 6000 thermomètre auriculaire - station de placement petit - 1 pc



Déscription

Le thermomètre auriculaire BraunThermoScan® PRO 6000 est doté de la technologie avancée de mesure PerfectTemp™. Cette technologie ajuste les facteurs qui ont un impact sur la précision - ce qui permet de surmonter le potentiel de lectures basses par rapport à la carotte. Son design épuré est facile à nettoyer, et ses fonctions de sécurité améliorées permettent de protéger et de maximiser votre investissement.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Taxe Bepat	0.05 EUR
Digital	Oui
Infrarouge	Non
Non contact	Non
Embout souple	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1539044
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre auriculaire
Vitesse de mesure	Quasi instantanée