

## 1550476 - EM32 ceinture abdominale - 70 x 140 cm - 1 pc



### Déscription

Efficace et puissant ! La ceinture de renforcement abdominal accompagne l'entraînement des muscles abdominaux centraux et aide à la régénération. Il est facile à utiliser et exceptionnellement confortable à porter grâce à sa forme ajustée et ergonomique. Pour une stimulation musculaire individuelle, 2 électrodes adhésives résistantes à l'usure en carbone peuvent être connectées. Aucun gel de contact ou électrode de remplacement n'est nécessaire (électrodes de contact à l'eau). Dispose de 5 programmes d'entraînement entre 22 et 31 min avec une intensité réglable, un compte à rebours, un arrêt de sécurité et un indicateur de batterie faible. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes, aux utilisateurs de stimulateurs cardiaques, aux épileptiques et aux personnes souffrant d'arythmies cardiaques. Le bracelet peut être lavé à la main. Fonctionne sur piles 3 piles AAA de 1,5 V.

### Spécifications

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Marque                    | Beurer     |
| SKU leverancier           | 64702      |
| Taxe Bebat                | 0.05 EUR   |
| sku                       | 1550476    |
| Réglementation Européenne | 2014/30/EU |
| Type d'emballage          | Pièce      |