

## 1609026 - Aspirateur Askir 36BR LI-ION Lead - avec bocal 1000 ml - 1 pc



### Déscription

#### ASKIR 36BR Pompe d'Aspiration Portable – Unité d'Aspiration Médicale Professionnelle

L'**ASKIR 36BR** de **Cami** est une pompe d'aspiration médicale puissante et portable, conçue pour l'aspiration orale, nasale et trachéale chez les adultes et les enfants. Idéale pour une utilisation professionnelle grâce à une capacité d'aspiration élevée jusqu'à **36 l/min** et un **fonctionnement continu (NON-STOP) sans surchauffe**.

#### Caractéristiques principales :

- Léger – facile à transporter
- Fonctionne avec un **adaptateur AC/DC, batterie rechargeable intégrée** ou **prise 12V**
- **Alarme visuelle et sonore** en cas de batterie faible
- Modèle **Li-ion** équipé d'un **capteur de pression** sur le circuit imprimé (PCB) : réduit la vitesse du moteur de 50 % en l'absence de vide détecté
- **Fonction de proximité** : mise en marche/arrêt sans contact

#### ACCESSOIRES INCLUS

- Conteneur flovac® réutilisable
- Insert flovac® jetable
- Tuyaux en silicone réutilisables – 8 x 14 mm
- Connecteurs bi-coniques 10 - 11 - 12 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe
- Adaptateur AC/DC universel
- Avec prise européenne
- Adaptateur voiture 12V

## Spécifications

<b>Marque</b>	Cami
<b>Dimensions du produit</b>	L 21 cm, H 18 cm, L 35 cm
<b>Poids du produit</b>	3 kg
<b>sku</b>	1609026
<b>Débit d'air max.</b>	36 L/m
<b>Niveau sonore</b>	60 db
<b>Volume de la gobelet</b>	1000 ml
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de conteneur</b>	Conteneur autoclavable