

1543662 - Gobelet - couvercle 4 mm - bleu - 250 ml - 1 pc



Déscription

Ce gobelet est lavable au lave-vaisselle jusqu'à 65 °C et autoclavable jusqu'à 130 °C.

Spécifications

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Marque | Dr. Junghans |
| Couverture | Oui |
| Anse | Oui |
| Indication d'échelle | Non |
| Coupe isolante | Non |
| sku | 1543662 |
| Couleur | Bleu |
| Type d'emballage | Pièce |