

## 1572258 - Schiller Cardiovit AT-180



### Déscription

Cet appareil ECG à usage multiple combine le plus grand écran tactile avec des outils cliniques avancés.

L'électrocardiographe haut de gamme AT-180 de SCHILLER est basé sur la nouvelle plateforme logicielle SCHILLER.

Il offre une conception robuste pour les hôpitaux les plus fréquentés, ainsi qu'une combinaison d'applications qui en font le poste de travail polyvalent idéal pour les cabinets privés.

### Caractéristiques

- Écran multitactile haute résolution de 18,5" pour une vérification aisée de l'ECG
- Clavier grand format avec un couvercle durable et interchangeable qui protège contre la poussière, la saleté et les liquides, pour un niveau d'hygiène très élevé
- Rythme de repos jusqu'à 20 minutes
- ECG Framer: Création d'un ECG de repos de 10 secondes à partir d'un enregistrement de rythme de repos
- Assistant de mise en place des électrodes, avec courbes (codes couleur) et modèle anatomique
- Détection d'inversion des dérivations
- Communication Wi-Fi bidirectionnelle rapide et sécurisée, PDQ
- Liste de travail
- Test d'effort, en option
- Divers programmes d'analyse diagnostique: ETM, ETM Sport, SAECG, ECG vectoriel, détection d'arythmie, nouvelle mesure d'ECG, en option
- Acquisition et analyse de repos de 16 dérivations: basées sur des données de mesure réelles, pas seulement sur des calculs, en option

## Spécifications

Marque	Schiller
SKU leverancier	0A.110000
sku	1572258
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce