

## 1559016 - seringues Terumo - 3 parties - luer lock - concentrique - 30 ml - 1 x 25 pcs



### Déscription

La seringue 3 pièces sans aiguille permet une administration précise du médicament grâce à la graduation accurate. La seringue transparente garantit que les bulles d'air sont immédiatement visibles.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	SS*30LE1(SS+30L1MP)
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corps: polypropylène</li><li>• Piston: polypropylène</li><li>• Joint: élastomère thermoplastique (SS codes), caoutchouc polyisoprène ( MDSS)</li><li>• Lubrifiant: huile de silicone</li></ul>
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1559016
<b>Contenu</b>	30 ml
<b>Location de la pointe</b>	Concentrique
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène Rayonnement
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Tip</b>	Luer lock