

1517835 - Ergoselect 100 - avec mesure automatique de la pression artérielle



Déscription

Ergoselect 100 - avec mesure automatique de la pression artérielle. L'ergomètre classique pour l'ECG d'effort. Cet ergomètre se caractérise par des programmes d'ergométrie librement définissables, une commande intuitive et des interfaces universelles (numérique, analogique, démarrage à distance) à des fins de connexion à tous les électrocardiographes et PC d'ECG. Disponible avec un large choix d'options et d'accessoires.

Spécifications

Marque	Ergoline
sku	1517835
Type d'emballage	Pièce