

1509691 - Schiller Cardiovit CS-200 Excellence



Déscription

Le système d'évaluation cardiaque CS-200 Excellence pour les tests d'effort de SCHILLER est axé sur la performance. Grâce à ses excellents algorithmes et à sa parfaite connectivité aux systèmes d'information de cardiologie EMR, SEMA et PACS, le système CS-200 Excellence vous permet d'optimiser votre flux de travail numérique rapidement et facilement.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1509691
Etat des documents	Expiré
Options ECG	Détection d'arythmie ECG à 16 dérivations ETM Remesure ETM Vecteur saecg stress_ecg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce