

## 1600492 - IVS4 - membres inférieurs



### Déscription

Le IVS ou Intensive Visual Simulation joue un rôle essentiel dans les premières étapes de la reconstruction de l'image du corps et du contrôle moteur. Grâce à une immersion intensive, IVS4 permet aux patients de réintégrer un membre fonctionnel sain et de se concentrer sur la représentation du mouvement analytique.

Adapté aux fauteuils roulants, l'IVS4 permet aux patients de travailler en position assise pour apprendre les mouvements de base et une coordination plus complexe. Ils peuvent ensuite travailler debout pour une approche fonctionnelle de l'équilibre et de la marche.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dessintey
<b>sku</b>	1600492
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce