

## 1572320 - Housse en coton/polyester pour coussin support Relax - gitane lined - 1 pc



### Déscription

La housse pour le coussin support Relax soutient une longue durée de vie du coussin, des différences de couleur sont possibles. De légères différences de couleur sont possibles. Les housses sont lavables à 60°C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>sku</b>	1572320
<b>Couleur housse</b>	Gitane ligné
<b>Lavable</b>	60 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Coton/polyester
<b>Type d'emballage</b>	Pièce