

## 1572320 - Housse en coton/polyester pour coussin support Relax - gitane lined - 1 pc



## **Déscription**

La housse pour le coussin support Relax soutient une longue durée de vie du coussin, des différences de couleur sont possibles. De légères différences de couleur sont possibles. Les housses sont lavables à 60°C.

## **Spécifications**

Marque	Fico
sku	1572320
Couleur housse	Gitane ligné
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Coton/polyester
Type d'emballage	Pièce