

1551207 - WelchAllyn tensiomètre digital probp 2000 - 1 tuyau - brassard flexiport taille 11 - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre numérique ProBP 2000 permet de mesurer la tension artérielle en douceur et confortablement en 20 secondes. Avec une technologie SureBP de **Welch Allyn** qui assure une mesure rapide et précise. Le tensiomètre ProBP 2000 mesure en gonflant. Le tensiomètre digital peut être utilisé par les enfants et les adultes.

Spécifications

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Marque | WelchAllyn |
| sku | 1551207 |
| Catégorie promo du mois | Diagnostic even |
| Mois promo | juin |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de tensiomètre | Tensiomètres numériques |