

## 1551207 - WelchAllyn tensiomètre digital probp 2000 - 1 tuyau - brassard flexiport taille 11 - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre numérique ProBP 2000 permet de mesurer la tension artérielle en douceur et confortablement en 20 secondes. Avec une technologie SureBP de **Welch Allyn** qui assure une mesure rapide et précise. Le tensiomètre ProBP 2000 mesure en gonflant. Le tensiomètre digital peut être utilisé par les enfants et les adultes.

### Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1551207
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques