

1551207 - WelchAllyn tensiomètre digital probp 2000 - 1 tuyau - brassard flexiport taille 11 - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre numérique ProBP 2000 permet de mesurer la tension artérielle en douceur et confortablement en 20 secondes. Avec une technologie SureBP de **Welch Allyn** qui assure une mesure rapide et précise. Le tensiomètre ProBP 2000 mesure en gonflant. Le tensiomètre digital peut être utilisé par les enfants et les adultes.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1551207
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques